	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 1 de 15

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: SS21 - 763

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y PRUEBAS ESPECIALES CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E. IMSALUD

EVALUACION


Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS APOYO TECNOLÓGICO (COMODATO)


GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	DESCRIPCION	PROPONENTE			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
				PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	<u>SEDES 1, 2, 3, 4 Y 5</u>	1	SEDES 1, 2, 3, 4 Y 5 Equipo automatizado de Hematología diferencial de 5 partes.	El BC-5390, de Mindray, es un analizador automático para hematología con diferencial de cinco partes,	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2, 3, 4 Y 5</u>	2	Equipo analizador para operar en Modo Abierto y carga continúa.	El autocargador puede cargar 40 tubos de muestra con acceso de carga continua. Permite operar en modo abierto si lo desea.	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2, 3, 4 Y 5</u>	3	Recuento celular completo (diferencial de 5 partes) más formula leucocitaria incluidos mínimo 22 parámetros	Método de conteo tridimensional SF Cube para WBC de 5 partes, hasta 31 parámetros con diferencial completo de 5 partes (CBC+DIFF) en el perfil leucocitario, 21 reportables y 10 parámetros de	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

25 MAR 2021
20529


1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	4	Manejo de tubo primario.	investigación. El autocargador puede cargar 40 tubos de muestra con acceso de carga continua	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	5	Lector de código de barras externo.	incluye los respectivos computadores (6) para la interfaz de cada equipo ofertado al software Annarlab BD y seis (6) lectores de código de barras externo para lectura de código de barras.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	6	Citometría de flujo combinada con principios de impedancia, cito química y absorbancia óptica.	* Dispersión de láser semi conductor combinada con citoquímica, Citometría de Flujo Avanzada. * Método de impedancia para el conteo de WBC/BAS, RBC y PLT * Método DC para contar RBC y PLT, conteo óptico-PLT	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	7	Conexión bidireccional	EN FICHA TECNICA: Permite conexión de LIS - BIDIRECCIONAL	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	8	Respectivo computador para la	Incluye los respectivos computadores (6) para la	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 3 de 15

			interfase.	interfaz de cada equipo			
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	9	Cada equipo debe contar con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos.	1 Licencia Annarlab Base de datos + licencia de conexión de 6 dispositivos médicos de Hematología al software Annarlab BD	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDES 1, 2,3, 4 Y 5</u>	10	Garantizar el suministro de controles internos de los 3 niveles alto, medio, bajo con estabilidad mínima de 15 días	Calibradores y controles de Hematología sin costo, necesarios para el montaje de las pruebas de Hematología de acuerdo con las cantidades relacionadas en la propuesta económica.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	1	Equipo de 18 parámetros que incluya el diferencial de 3 partes, con velocidad prueba / hora mínimo 60 test hora	Parámetros: 18 parámetros WBC RBC MCH PLT LYM# & LYM% HGB MCHC MPV MON# & MON% HCT RDW PCT* GRA# & GRA% MCV PDW*	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	2	Lector de código de barras externo.	Incluye los respectivos computadores (6) para la interfaz de cada equipo ofertado al software Annarlab BD y seis (6) lectores de código de barras externo para lectura	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION, FICHA TECNICA, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 4 de 15

				de código de barras.			
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	3	Recuento celular con diferencial de 3 partes.	Volumen de Muestra CBC + 3 partes DIFF 10 µl	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	4	Principio de detección método impedancia y fotométrico	Principio de detección ERI/PLA Método Impedancia Medida de HB Método Fotométrico	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	5	Conexión bidireccional	Comunicación bidireccional con software de Laboratorio Annarlab	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1	<u>SEDE 6 (AGUA CLARA)</u>	6	Cada equipo debe estar conectado con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos.	1 Licencia Annarlab Base de datos + licencia de conexión de 6 dispositivos médicos de Hematología al software Annarlab BD	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	1	Un equipo para pruebas de identificación y susceptibilidad bacteriana al mismo tiempo que proporciona resultados estandarizados	Equipo lector de paneles que permite la identificación y la susceptibilidad bacteriana a partir de la muestra de urocultivos.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 5 de 15

2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	2	<ul style="list-style-type: none"> De fácil operación y uso, montaje a través de paneles convencionales se pueden procesar con MIC directos, no dependientes (ID), para ayudarlo a concentrarse en la resistencia emergente. 	<ul style="list-style-type: none"> De fácil operación y uso. Montaje a partir de paneles convencionales se pueden procesar con MIC directos, no dependientes (ID), para ayudarlo a concentrarse en la resistencia emergente. 	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.	CUMPLE
2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	3	Suministrar PC y que la CPU tenga sistema operativo Windows 10 mínimo	Incluye un (1) PC con sistema operativo Windows.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.	CUMPLE
2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	4	Con interfaz al software de Laboratorio Clínico.	<u>FICHA TÉCNICA:</u> DIGITAL INTERFACE RS-232C (9600 BAUD)	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.	CUMPLE
2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	5	Lectura de resistencia.	<ul style="list-style-type: none"> Montaje a partir de paneles convencionales se pueden procesar con MIC directos, no dependientes (ID), para ayudarlo a concentrarse en la resistencia emergente y lectura BLESS. 	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.	CUMPLE
2	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	6	<ul style="list-style-type: none"> Cada equipo debe 	<u>FICHA TÉCNICA:</u>	ANNAR DIAGNÓTICA	CUMPLE



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28


FECHA: 01-11-2020

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


VERSION: 01

Página 6 de 15

	<u>LOMA DE BOLIVAR</u>		contar con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos	DIGITAL INTERFACE RS-232C (9600 BAUD)	IMPORT S.A.S.		
3	<u>SEDE 3 (UBA LOMA DE BOLIVAR)</u>	1	Equipo abierto con características para procesar como mínimo las siguientes pruebas especiales Pruebas de VIH de cuarta generación Ag/ Anticuerpos 1 y 2., Prueba de Dengue IgM, TSH Neonatal.	Equipo Lector de Microelisa para las pruebas de anticuerpos VIH, Dengue IgM, TSH Neonatal y otras pruebas por técnica de Microelisa. Incluye 1 PC. Equipo Incubador Agitador de Microelisa..	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 7 de 15

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL APOYO TECNOLÓGICO							
GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
				PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6, y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martín.	1	Contar con un Ingeniero Biomédico y asesor de aplicaciones de soporte presencial residentes en la ciudad de Cúcuta.	Con residencia en la Ciudad de Cúcuta contamos con un ingeniero de soporte: Ingeniero Jesús Hurtado	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6, y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martin.	2	Mantenimientos preventivos y los correctivos a que haya lugar de los equipos biomédicos en apoyo y los equipos de cómputo, garantizando su correcto funcionamiento y cumpliendo con los estándares de calidad asumidos por el proveedor	Mantenimientos preventivos y los correctivos de los equipos de Hematología en apoyo tecnológico a que haya lugar, siempre que no sean ocasionados por mal uso del equipo. Para Garantizar el correcto funcionamiento o cumplimiento de estándares de calidad. * Se incluye el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la presenta oferta.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1,	3	Capacitación y	Entrenamiento y asesoría	ANNAR DIAGNÓTICA		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 8 de 15

	<u>2,3, 4, 5, 6.y las Sedes de las IPS</u> salado, niña ceci, toledo plata, san martín.		entrenamiento en el manejo de los equipos biomédicos, software y aplicaciones a los Bacteriólogos de las sedes orientadas al uso adecuado de productos y equipos generando eficiencia en las actividades internas de los laboratorios.	científica, tanto en el manejo de los equipos, como en el montaje y programación de pruebas. * • Entrenamiento y asesoría en el manejo del software Annarlab BD al personal asistencial de los Laboratorios de la ESE Imsalud.	IMPORT S.A.S.		
1,2,3	<u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6.y las Sedes de las IPS</u> salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	4	Soporte técnico con Atención telefónica 24/7 por asesores especializados en ingeniería sistemas y software y asesoría científica de aplicaciones y control de calidad.	Atención por help desk de Ingeniería, sistemas y soporte de aplicaciones, control de calidad 24/7. Teléfonos: 018000189999, celular: 3183637668.	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	<u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6.y las Sedes de las IPS</u> salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	5	• Sistema que permita control y seguimiento de pacientes desde el registro inicial hasta la generación del resultado.	Annarlab base de Datos, permite identificación de los pacientes con código de barras lo que brinda un ágil control y seguimiento del paciente desde el registro inicial hasta la generación del resultado de la prueba	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE


				de laboratorio; permite ver el histórico de los resultados de los pacientes			
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	6	1 servidor exclusivo para soporte de información.	Se incluye Servidor, 10 puntos de ingreso de pacientes a software de laboratorio Annarlab BD y 10 impresoras de Código de barras para la identificación y trazabilidad de los pacientes ubicados en las sedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como en los centros de Salud (Niña Ceci, Toledo plata, San Martín y el Salado)	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	7	Conexión ilimitada de usuarios y sedes sujeto a la infraestructur a de la red.	La aplicación permite la conexión ilimitada de usuarios y sedes (Sujeto a la infraestructur a de red)	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo	8	Estadísticas predefinidas y reportes personalizad os	Estadísticas predefinidas bien sea por sedes, pruebas, médicos, entre otros.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 10 de 15


	plata, san martin.						
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martin.	9	Identificación con código de barras.	Se incluye Servidor, 10 puntos de ingreso de pacientes a software de laboratorio Annarlab BD y 10 impresoras de Código de barras para la identificación	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martin.	10	Suministrar Software y Hardware necesarios para ingreso de pacientes (PC, Impresora de red e impresora de código de barras)	Se suministra el software de información que permite la conectividad ente los grupos de Laboratorio Clínico y es compatible con el servidor. * Se incluye Servidor, 10 puntos de ingreso de pacientes a software de laboratorio Annarlab BD y 10 impresoras de Código de barras para la identificación y trazabilidad de los pacientes ubicados en las sedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como en los centros de Salud (Niña Ceci, Toledo plata, San Martín y el Salado), también 10	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

				<p>impresoras de red para la entrega de resultados ubicadas en las mismas 10 sedes. * •</p> <p>Incluy e los respectivos computadores (6) para la interfaz de cada equipo ofertado al software Annarlab BD y seis (6) lectores de código de barras externo para lectura de código de barras.</p>			
1,2,3	<p><u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4,5, 6.y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.</u></p>	11	<p>Software que permita un ágil control y seguimiento del paciente desde el registro inicial hasta la generación del resultado de la prueba de laboratorio con conectividad entre equipos y sedes del laboratorio clínico.</p>	<p>Se suministra el software de información que permite la conectividad ente los grupos de Laboratorio Clínico y es compatible con el servidor. el software garantiza la confidencialidad, seguridad y custodia de la información recopilada en el software y se pueden realizar copia con la frecuencia requerida por el área de sistemas de la ESE IMSALUD.</p>	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	<p><u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4,5, 6.y las</u></p>	12	<p>Estadísticas personalizadas y Hojas de trabajo para los usuarios</p>	<p>Permite ver el histórico de los resultados de los pacientes.</p>	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE


	Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.			Además, permite Facturación con códigos RIPS, estadísticas personalizada s y predefinidas, por servicio, áreas de procesamiento, por unidades básicas y centros de salud, generación de hojas de trabajo para los usuarios y datos demográficos de los pacientes.			
1,2,3	<u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.</u>	13	Que cuente con las siguientes características: la aplicación permita la conexión con plataformas de historia clínica.	LIS Annarlab permite la conexión a plataformas de Historia Clínica.	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	<u>SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6. y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.</u>	14	Datos demográficos	Además, permite Facturación con códigos RIPS, estadísticas personalizada s y predefinidas, por servicio, áreas de procesamiento, por unidades básicas y centros de salud,	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 13 de 15

				generación de hojas de trabajo para los usuarios y datos demográficos de los pacientes.			
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3,4,5, 6.y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	15	Histórico de exámenes realizados a los pacientes.	Annarlab base de Datos, permite identificación de los pacientes con código de barras lo que brinda un ágil control y seguimiento del paciente desde el registro inicial hasta la generación del resultado de la prueba de laboratorio; permite ver el histórico de los resultados de los pacientes	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6.y las Sedes de las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	16	Entrega de resultados por correo electrónico y/o descargas a través de página web	Conectividad WEB, generación de resultados en PDF, para ser descargados o enviados por correo electrónico.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6.y las Sedes de las IPS salado, niña ceci,	17	Informes estadísticos para completar información en Promoción y prevención para los	Es una solución práctica y sencilla; es decir dentro de un contexto o marco de calidad es	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 14 de 15

	toledo plata, san martín.		programas de Adulto mayor, Gestantes, programa de jóvenes, entre otros.	rápido, eficiente y eficaz, tanto para el usuario final, como para el administrativo ya que suministra datos estadísticos para completar información en Promoción y prevención para los programas de Adulto mayor, Gestantes, programa de jóvenes,			
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6 y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martín.	18	Que de acuerdo a la Resolución 4505 debe emitir reportes mensuales que solicita EPS, salud Pública entre otros.	Resolución 4505 y reportes mensuales que solicitan EPS, salud Pública entre otros.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6 y las Sedes de las IPS salado, niña cecí, toledo plata, san martín.	19	Resultados en PDF se puedan enlazar a la historia clínica.	generación de resultados en PDF, para ser descargados o enviados por correo electrónico.	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE
1,2,3	SEDES UBAS 1, 2,3, 4, 5, 6 y las Sedes de	20	Estadísticas actualizadas y personalizadas, por servicios,	permite ver el histórico de los resultados de los pacientes. Además,	ANNAR DIAGNÓTICA IMPORT S.A.S.		CUMPLE


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 15 de 15

las IPS salado, niña ceci, toledo plata, san martín.	áreas de procesamiento, por unidades básicas, entre otros.	permite Facturación con códigos RIPS, estadísticas personalizadas y predefinidas, por servicio, áreas de procesamiento, por unidades básicas y centros de salud, generación de hojas de trabajo para los usuarios y datos demográficos de los pacientes.				
--	--	--	--	--	--	--


OBSERVACIONES GENERALES:

En la propuesta de Annar Diagnóstica Import S.A.S. enviada en medio físico se identifica un error de transcripción en la página 3 de la oferta técnica grupo 1 hematología donde no se incluye la sede 3 para equipo de 5 partes, sin embargo, la cantidad declarada es de 5 equipos, pero en la propuesta enviada electrónicamente si aparece la sede 3. Se adjunta en la propuesta la hoja de corrección y la aclaración por parte del oferente, enviado al correo electrónico institucional de la coordinación de la ESE IMSALUD.

Se expide a los, 25 de Marzo de 2021.



CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO
Subgerente de atención en salud



JUDITH BOSCH NORIEGA
Bacterióloga

Proyectó: Ivonne Johana Arias Osorio – Coord. Bacteriología